


CATALOGO
HYCEL
ANALIZADORES, ACCESORIOS Y
SUS CONSUMIBLES

BIO CELLS
LABORATORY



EN ARMONÍA
CON LA CIENCIA

ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUS CONSUMIBLES		
CAT	DESCRIPCION	UNIDAD
70710	ANALIZADOR P/QUIMICA CLINICA "HYCEL 1933 PLUS" Semiautomático con 69 canales de programación, operación diferencial bicromatica, impresora graficadora y/o filtros (340-630 nm).	PZA.
70710-r	TARJETA PRINCIPAL PARA ANALIZADOR HYCEL 1933 PLUS	PZA.
70715	MOSQUITO p/Analizador "HYCEL 1933 PLUS" 'Celda de flujo continuo para Analizador "HYCEL 1933 PLUS", reduce el volumen de reactivo a 500 ul.	PZA.
70780	ANALIZADOR HYCEL 303, micro lector para ELISAS	PZA.
70780-r	TARJETA PRINCIPAL PARA ANALIZADOR HYCEL 303 MICRO ELISA	PZA.
70785	STAT WASH, lavador de micro cubetas	PZA.
70790	ANALIZADOR HYCEL 3500 Para Química Clínica con pantalla de cristal líquido, 100 canales de programación, con celda de flujo integrada y gráficos de control de calidad, impresora térmica (opción a teclado e impresora externos). Incluye termo-block	PZA.
70790	ANALIZADOR HYCEL 3500 'Para Química Clínica con pantalla de cristal líquido, 100 canales de programación, con celda de flujo integrada y gráficos de control de calidad, impresora térmica (opción a teclado e impresora externos). Sin termo-block	PZA.
70765	LUMINOMETRO DE MICROPLACAS LUMATE	PZA.
70798	ANALIZADOR DE ORINA HYCEL 1917	PZA.
70711	PAPEL TERMICO, 57 mm x 50 mts. p/Analizador "HYCEL 1933 PLUS"	PZA.
70712	CELDA DE VIDRIO p/Analizador "HYCEL 1933 PLUS" 12 mm x 75 mm	PAQ.C/50
70713	DISPLAY PANTALLA	PZA.
70714	IMPRESORA TERMICA completa Analizador HYCEL 1933 PLUS	PZA.
70716	CABEZA IMPRESORA TERMICA Analizador HYCEL 1933 PLUS	PZA.
70717	JUEGO DE MANGUERAS (tubing kit sor) p/MOSQUITO	PZA.
70718	TUERCA METALICA p/MOSQUITO	PZA.
70719	REPUESTO MANGUERA 12 cm largo p/MOSQUITO	PZA.
70720	TORNILLO perforado plástico	PZA.
70721	CONEXION plástica p/MOSQUITO	PZA.
70722	CODO en L plástico p/MOSQUITO	PZA.
70723	CONEXION en T plástico p/MOSQUITO	PZA.
70724	FUSIBLE 0.6 Amp 3AG Slo Blo p/ANALIZADOR HYCEL 1933	PZA.
70725	LAMPARA FOTOMETRO p/ANALIZADOR HYCEL 1933 PLUS	PZA.
70726	CABLE REPUESTO para Interfase PC Win.95	PZA.
70716-a	SOPORTE IMPRESORA parte a	PZA.
70716-c	SOPORTE IMPRESORA parte c	PZA.
70727	CONEXION "L" plástico con tornillo incluido p/MOSQUITO	PZA.
70730	CELDA DE FLUJO Inserto p/MOSQUITO	PZA.
70731	SENSOR DE PRESION p/ modelo 24xx MOSQUITO	PZA.
70732	CELDA DE FLUJO Ensamble completo	PZA.
70733	BATERIA RAM P/ANALIZADOR 1933	PZA.
70737	TECLADO Y DISPLAY P/ANALIZADOR 1933	PZA.
70739	TECLADO P/ANALIZADOR 3500	PZA.
70740	FILTRO Reemplazo p/n 111340 (340 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.

70741	FILTRO Reemplazo p/n 111405 (405 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70742	FILTRO Reemplazo p/n 111450 (450 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70743	FILTRO Reemplazo p/n 111505 (505 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70744	FILTRO Reemplazo p/n 111545 (545 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70745	FILTRO Reemplazo p/n 111630 (630 nm), incluye FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70746	FILTRO DE ANILLO p/n 132201	PZA.
70747	REDI-CHECK	PZA.
70751	FUNDA p/analizador 1933	PZA.
70786	DRI-DYE check strips de 450 mm	PZA.
70787	CARGADOR de 3 x 8 tiras	PZA.
70788	CARGADOR de 12 x 3 tiras	PZA.
70791	TERMOBLOCK P/ANALIZADOR 3500	PZA.
70792	TECLADO INALÁMBRICO P/ANALIZADOR 3500	PZA.
70793	PAPEL TERMICO P/ANALIZADOR 3500 110 mm x 50 mts.	PZA.
70794	LIMPIADOR 60 ml	PZA.
70797	PANTALLA LCD P/ANALIZADOR 3500	PZA.
	WASTE JAR ASSEMBLY 1L (PART # 994070)	PZA.
	WASTE JAR ASSEMBLY 2L (PART # 994075)	PZA.
	IMPRESORA TERMICA completa Analizador HYCEL 3500	PZA.