


CATALOGO  
**HYCEL**  
KITS PARA TINCIONES

**BIO CELLS**

**LABORATORY**



EN ARMONÍA  
CON LA CIENCIA

KITS PARA TINCIONES VARIAS			
CAT	DESCRIPCION	PRESENTACIONES DISPONIBLES	
541	GRAM EQUIPO DE COLORANTES Kit de colorantes para tinción de bacilos Gram +/- Incluye: Safranina, Yodo Gram, Violeta de Genciana y Alcohol acetona.	Equipo 125 ml	
		Equipo 250 ml	
548	HEMOCOLORANTE RAPIDO Kit de colorantes para tinción policromática manual, rápida de frotis sanguíneo. Incluye: Eosina Amarillenta en amortiguador de fosfatos, Azur-Azul de metileno en amortiguador de fosfatos y Solución fijadora.	Equipo 100 ml	
64293	ZIEHL NEELSEN EQUIPO para Tinción BAAR Kit de colorantes para tinción de bacilos alcohol ácido resistentes por método Ziehl Neelsen (Método en frío). Incluye Fucsina carbol, Alcohol ácido y Azul de metileno Loeffler.	Equipo 125 ml	
		Equipo 250 ml	
64294	PAPANICOLAOU EQUIPO DE COLORANTES Kit de tinción para citología exfoliativa (frotis vaginal, líquidos y expectoraciones). Incluye: Hematoxilina Harris, Papanicolaou OG-6, Papanicolaou EA-50 y Activador.	Equipo 500 ml	Equipo1000 ml
64295	METODO DE P.A.S. (Ácido Peryodico-Schiff) Kit de colorantes para tinción de cortes histológicos (Ácido Peryodico-Schiff) para mucopolisacáridos ácidos y neutros, hongos y bacterias. Incluye: Ácido Peryódico, Ácido Clorhídrico, Reactivo Schiff, Hematoxilina de Harris ( 125 ml c/u.), Azul Alcian y Verde Claro (60 ml c/u)	Equipo	
64297	TRICROMICA DE MASSON EQUIPO DE COLORANTES Kit de tinción para Histopatología (colágena). Incluye: Fucsina ácida-Escarlata Biebrich, Liq. de Bouin, Azul Anilina, Hematoxilina Weigerth, Ácido fosfomolibdico-fosfotungstico y Cloruro férrico (de 125 ml. c/u)	Equipo 125 ml	
64298	HEMATOXILINA Y EOSINA AMARILLENTO Kit de tinción rutinaria para histopatología.	Equipo 1000 ml	
64299	COPRO TEST Kit para análisis coprológico	Equipo 50 det	
64840	WRIGHT EQUIPO Kit colorante para frotis sanguíneo y medula ósea por método de Wright. Incluye Sol. Wright y solución amortiguadora de fosfatos pH 6.4.	Equipo 500 ml	Equipo1000 ml

KITS PARA TINCIONES CITOQUIMICAS			
CAT	DESCRIPCION	PRESENTACIONES DISPONIBLES	
5483	DREPANOCEL "kit para inducción de drepanocitos y para detectar anemia hemolítica".	120 det	240det
		600 det	
64330	TINCION PARA ESTERASA ANAE KIT "Para diagnóstico de leucemias" Incluye: Alfa Naftil acetato, Buffer pH 7.6, Pararosnilina, Nitrito de sodio, Verde de metilo.	6 det	12det
64320	TINCION DE PERLS KIT "Para detectar hierro en medula ósea" Incluye: ferrocianuro de potasio, Ácido clorhídrico, Rojo nuclear rápido.	8 det	17det
64320	TINCION DE PERLS KIT "Para detectar hierro en medula ósea" Incluye: ferrocianuro de potasio, Ácido clorhídrico, Rojo nuclear rápido.	8 det	17det
64295	METODO DE P.A.S. (Ácido Peryodico-Schiff) kit de colorantes para reacción de ácido peryodico* Schiff en leucocitos, mucopolisacáridos y glicoproteína. Incluye: Ácido Peryódico, Ácido Clorhídrico, Reactivo Schiff, Hematoxilina de Harris, Azul Alcian y Verde Claro. NO REQUIERE REFRIGERACION PARA ALMACENAR.	60 det	MEJORADO
64310	TINCION DE PEROXIDASA KIT "Para Diferenciación de leucemias" Incluye: Reactivo 4-cloro alfa naftol, Buffer pH 6.3, Peróxido de Hidrogeno, Safranina.	6 det	12det
64843	EQUIPO DE GIEMSA CON BUFER Contiene un frasco de 125 ml de Giemsa Cat. 6303 y un frasco de 1000 ml de Buffer pH 7.2 Cat. 2215	EQUIPO	
64400	UROCROM Kit para Tinción de Sedimento Urinario Incluye: Ferrocianuro de Potasio 2%, Ac. Clorhídrico 1%, Azul de Metileno-Eosina, Buffer Pbs, 4-Cloro-1-Naftol, Floxina B, Peróxido de Hidrogeno 3%, Sudan III, Sterheimer S.	50 det	

KITS PARA ESPERMATOBIOSCOPIA			
CAT	DESCRIPCION	PRESENTACIONES DISPONIBLES	
64510	FERTYCEL (Kit c/5 productos) Kit para determinar la concentración, vitalidad y morfología del espermatozoide	Equipo 60 ml	Equipo 125 ml
64511	CUANTYCEL Solución para determinar la concentración espermática	60 ml	125 ml
64520	VITYCEL Solución para determinar la vitalidad espermática método Nigrosina-Eosina	60 ml	125 ml
64521	VITYCEL 'Solución para determinar la vitalidad espermática método Eosina Y	60 ml	125 ml
64530	MORFYCEL Kit de colorantes para la diferenciación morfológica espermática	3x 100 ml	

KITS PARA ANALISIS DE AGUAS			
CAT	DESCRIPCION	PRESENTACIONES DISPONIBLES	
ACIDYCEL Equipo para determinación de acidez en agua			
60204-C	EQUIPO CAMPO rango 0-300 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 70 dt	
60204-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-500 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 40 dt	
ALCALYCEL Equipo para determinación de alcalinidad en agua			
60203-C	EQUIPO CAMPO rango 0-300 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 70 dt	
60203-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-500 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 40 dt	
CLORYCEL Equipo para determinación de cloruros en agua			
60206-C	EQUIPO CAMPO rango alto 0-300 ppm Cl <sup>-</sup>	Eq. 50 dt	
60201-C	EQUIPO CAMPO rango bajo 0-100 ppm Cl <sup>-</sup>	Eq. 50 dt	
60201-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-500 ppm Cl <sup>-</sup>	Eq. 40 dt	
HARDYCEL Equipo para determinación de dureza total en agua			
60205-C	EQUIPO CAMPO rango alto 0-400 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 75 dt	
60202-C	EQUIPO CAMPO rango bajo 0-100 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 40 dt	
60202-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-500 ppm CaCO <sub>3</sub>	Eq. 40 dt	
SULFYCEL Equipo para determinación de sulfitos en agua			
60208-C	EQUIPO CAMPO rango alto 10-200 ppm SO <sub>3</sub>	Eq. 100 dt	
60207-C	EQUIPO CAMPO rango bajo 0-10 ppm SO <sub>3</sub>	Eq. 100 dt	
60207-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-200 ppm SO <sub>3</sub>	Eq. 100 dt	
CLORO CHECKCEL Equipo para determinación de cloro libre y total en agua			
60211-C	EQUIPO CAMPO rango bajo 0-1 ppm Cl <sub>2</sub> sal DPD	Eq. 100 dt	
60212-C	EQUIPO CAMPO rango alto 1-10 ppm Cl <sub>2</sub> sal DPD	Eq. 100 dt	
60212-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-10 ppm Cl <sub>2</sub> sal DPD	Eq. 100 dt	
60209-C	EQUIPO CAMPO rango bajo 0-1 ppm Cl <sub>2</sub> solución DPD	Eq. 100 dt	
60210-C	EQUIPO CAMPO rango alto 1-10 ppm Cl <sub>2</sub> solución DPD	Eq. 100 dt	
60210-L	EQUIPO LABORATORIO rango 0-10 ppm Cl <sub>2</sub> solución DPD	Eq. 100 dt	