


CATALOGO
HYCEL
PRUEBAS DE EMBARAZO
Y DROGAS

BIO CELLS

LABORATORY



EN ARMONÍA
CON LA CIENCIA

PRUEBAS DE EMBARAZO			
CAT	DESCRIPCION	CAJA CON	
70640	GESTASTRIP 'Prueba cualitativa por inmunoensayo cromatográfico (One Step) en tira reactiva, para detección rápida de HCG en Suero y Orina, Sensibilidad: 20 mU/ml. de HCG	25	det
		50	det
		500	det
70650	GESTAQUICK 'Prueba cualitativa por inmunoensayo cromatográfico (One Step) en cassette, para detección rápida de HCG en Suero y Orina, Sensibilidad: 20 mU/ml. de HCG	25	det
		500	det

PRUEBAS DE ABUSO DE DROGAS			
CAT	DESCRIPCION	CAJA	
70801	DRUG TEST HYCEL - AMP 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de anfetaminas en orina humana, Sensibilidad: 1000 ng/ml	25	det
		500	det
70802	DRUG TEST HYCEL - COC 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de benzoylecgonine (metabolito de cocaína) en orina humana, Sensibilidad: 300 ng/ml.	25	det
		500	det
70804	DRUG TEST HYCEL - MOR 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de Morfina en orina humana, Sensibilidad: 300 ng/ml.	25	det
		500	det
70805	DRUG TEST HYCEL - THC 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de tetrahidrocannabinol (marihuana) en orina humana, Sensibilidad: 50 ng/ml.	25	det
		500	det
70808	DRUG TEST HYCEL - TCA 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de Antidepresivos Tricíclicos en orina humana, Sensibilidad: 1000 ng/ml.	25	det
		500	det
70825	MULTI-DRUG TEST HYCEL 3 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de AMP, COC, y THC en orina humana.	10	det
70845	MULTI-DRUG TEST HYCEL 4 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de MTD, M-AMP, MOR, y THC en orina	10	det
70835	MULTI-DRUG TEST HYCEL 5 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de AMP, BZO, COC, MOR y THC en orina humana	10	det
70855	MULTI-DRUG TEST HYCEL 7 'Prueba rápida por inmunoensayo cromatográfico en cassette para detección de AMP, BAR, BZO, COC, MOR, PCP, y THC en orina humana	10	det

VASOS PARA TOMA DE MUESTRAS			
CAT	DESCRIPCION	PAQUETE	
70851	FRASCO P/ ORINA SIN CONTRATAPA	10	PZAS
70852	FRASCO P/ ORINA CON CONTRATAPA	10	PZAS
70853	FRASCO P/ ORINA SIN CONTRATAPA CON TERMOMETRO	10	PZAS
70854	FRASCO P/ ORINA CON CONTRATAPA CON TERMOMETRO	10	PZAS